

# 01

## BILANCE TASCABILI




### Precisione in formato tascabile

Le bilance tascabili sono l'ausilio ideale ovunque siano richieste mobilità ed elevata precisione. Con pochi tasti, il comando avviene manualmente in modo rapido e semplice. Le diverse unità di misura memorizzate nella bilancia tascabile (ad es. g, oz, ct, gn) consentono l'utilizzo universale. Una calcolatrice integrata (KERN CM) permette di includere immediatamente nel calcolo il peso rilevato, per stabilire ad es. prezzi, quantità, medie e altro. Di dimensioni compatte e con coperchio protettivo o ribaltabile, pratico anche come contenitore tara, la bilancia tascabile è sempre un utile accompagnatore per la pesata ambulante.

- In produzione, per il controllo di pesi di produzione, nel commissionamento di pezzi minuti
- Nel controllo qualità per una rapida verifica di pezzi minuti, quali componenti di plastica per presse a iniezione, pezzi di fresatura, viti ecc.
- Per la pesata mobile, nel prelievo di provini in loco, per analisi veloci, ovunque non sia disponibile una presa di corrente
- Nell'ambito dello sport e degli hobby, ad es. per il caricamento di polvere pirica, pesata dei componenti di kit, ecc.
- Nel settore commerciale, per il rilevamento rapido del peso di monete, gioielli, pietre preziose ecc.
- In ambito veterinario, per la pesata di piccoli animali, la formulazione di miscele di mangimi ecc.
- In ambito alimentare per la formulazione di miscele di tè o spezie e per la pesata di alimentari in un piano dietetico controllato

### Ricerca rapida Bilance tascabili

Divisione	Portata	Modello	Pagina				
[d]	[Max]	KERN		Spiegazione pittogrammi, vedi copertina			
g	g						
0,001	50	TGD 50-3CS05 	13	1	●	●	●
0,01	60	CM 60-2N	12	1	●	●	●
0,01	150	TGC 150-2S05	13	1	●	●	●
0,1	150	CM 150-1N	12	1	●	●	●
0,1	320	CM 320-1N	12	1	●	●	●
0,1	500	TGC 500-1S05	13	1	●	●	●
1	1000	CM 1K1N	12	1	●	●	●
1	1000	TGC 1K-3S05	13	1	●	●	●

 = Bilance pesacarati

● = di serie

○ = su richiesta

01



**KERN CM**

Bilancia tascabile con calcolatrice integrata

DI SERIE				SU RICHI.	

- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Coperchio di protezione contro lo schiacciamento e lo sporco
- Robusta, maneggevole, ben protetta
- Calcolatrice integrata

## Suggerimento:

Le bilance tascabili KERN sono perfette anche come regalo per i clienti oppure anche per campagne di marketing e promozionali personalizzate. Appliciamo anche il vostro logo sulla copertura, sul coperchio o sulla confezione, a partire da 100 pezzi. Si prega di chiedere informazioni per dettagli.

KERN	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
<b>Portata [Max]</b>	60 g	150 g	320 g	1000 g
<b>Divisione [d]</b>	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g
<b>Display LCD</b>	retroilluminato, altezza cifre 12 mm			
<b>Dimen. piatto di pesata</b>	L×P 70×80 mm			
<b>Dimensioni bilancia</b>	L×P×A 85×130×25 mm			
<b>Alimentazione elettrica</b>	Batterie incluso nella fornitura, 2×1,5 V AAA, Funzione AUTO-OFF per economizzare le batteria, autonomia fino a 33 h			
<b>Peso netto</b>	0,20 kg			
<b>Temperatura ambiente ammessa</b>	5 °C/35 °C			
<b>Su richiesta certificato DAkkS</b>	963-127			



KERN TGC

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



KERN TGD

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose

DI SERIE

- CAL EXT
- UNIT
- BATT
- 1 DAY

SU RICH.

- DAkkS
- +3 DAYS

DI SERIE

- CAL EXT
- UNIT
- BATT
- 1 DAY

SU RICH.

- DAkkS
- +3 DAYS

- Bilancia tascabile ad alta risoluzione con tempi di reazione e stabilizzazione particolarmente rapidi, che consentono di lavorare con grande efficienza
- Struttura estremamente piatta
- **1** Copertura in plastica antiurto per proteggere contro lo schiacciamento e lo sporco. Può anche essere usata come contenitore di pesata
- Piatto di pesata inox, quindi facile e igienico da pulire
- **Nota:** I modelli vengono forniti soltanto in set di 5 pezzi. Vale a dire, i prezzi indicati nella tabella si riferiscono ad una fornitura di rispettivamente di 5 pezzi. La fornitura di un singolo pezzo non è possibile. I prezzi per la calibrazione indicati si riferiscono alla calibrazione di una sola bilancia

- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Commutabile da g a ct, gn, dwt, ozt, oz tramite un tasto
- Touchscreen innovativo: Display tattile sensibile al tocco retroilluminato ad alto contrasto, per un comando pratico e una comoda lettura
- Coperchio di protezione contro lo schiacciamento e lo sporco
- Piatto di pesata inox, quindi facile e igienico da pulire
- Contenitore di pesata di serie
- Bilancia per polveri con divisione in grain (gn), ideale per tiratori sportivi, per ricaricare ecc. per riempire autonomamente i bossoli
- Cavo USB per l'alimentazione di serie
- **2** Consegna in un imballaggio di design individuale
- **Nota:** I modelli vengono forniti soltanto in set di 5 pezzi. Vale a dire, i prezzi indicati nella tabella si riferiscono ad una fornitura di rispettivamente di 5 pezzi. La fornitura di un singolo pezzo non è possibile. I prezzi per la calibrazione indicati si riferiscono alla calibrazione di una sola bilancia

## Suggerimento:

Le bilance tascabili KERN sono perfette anche come regalo per i clienti oppure anche per campagne di marketing e promozionali personalizzate. Applichiamo anche il vostro logo sulla copertura, sul coperchio o sulla confezione, a partire da 100 pezzi. Si prega di chiedere informazioni per dettagli.

KERN	TGC 150-2S05	TGC 500-1S05	TGC 1K-3S05	TGD 50-3CS05
Portata [Max]	150 g	500 g	1000 g	50 g   250 ct
Divisione [d]	0,01 g	0,1 g	1 g	0,001 g   0,005 ct
Display LCD	retroilluminato, altezza cifre 12 mm			retroilluminato, altezza cifre 20 mm
Dimen. piatto di pesata	ø 81 mm			ø 65 mm
Dimensioni bilancia	L×P×A 100×130×18 mm			L×P×A 96×149×36 mm
Alimentazione elettrica	Batterie incluso nella fornitura, 2×CR2032, autonomia fino a 33 h			Batterie incluso nella fornitura, 4×1,5 V AAA, autonomia fino a 150 h senza retroilluminazione
Peso netto	1 kg (set di 5)			1 kg (set di 5)
Temperatura ambiente ammessa	0 °C/40 °C			5 °C/35 °C
Su richiesta certificato DAkkS	963-127			963-127