

FRIGOTERMOSTATI INCUBATORI REFRIGERATI
MPM MOD. TBR



Caratteristiche tecniche

- Incubatore ad alto contenuto tecnologico adatto a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita di lavorare ad una temperatura inferiore all'ambiente mantenendo un'ottima precisione.
 - Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica anticorrosione.
 - Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
 - Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma silicatica per garantire un'ottima tenuta.
 - Porta interna in cristallo per ispezione.
 - Isolamento termico con poliuretano.
 - Gruppo frigorifero ecologico.
 - Ventilazione interna per stabilizzare ulteriormente la temperatura.
 - Ventilazione interna per stabilizzare ulteriormente la temperatura.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore / [programmatore](#) digitale P.I.D., con funzione Autotuning per garantire una buona stabilità.
- Range di temperatura da +5°C a +80°C. Precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a 37°C. Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
-
- Per un'ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale.
 - Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.
 - Camino di sfogo con regolazione manuale del flusso.
 - Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.
 - Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
 - Alimentazione 230V-50Hz.
 - Classe 2, DIN 12880.

MODELLO MODEL	COD.
M120-TBR	04.3104
M250-TBR	04.3106
M400-TBR	04.3107

MODELLO MODEL	M120-TBR	M250-TBR	M400-TBR
COD.	04.3104	04.3106	04.3107
DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS			
Volume (nominale) lt. <i>Volume (nominal) lt.</i>	120	250	400
Larghezza mm. <i>Width mm.</i>	498	593	693
Profondità mm. <i>Depth mm.</i>	477	522	607
Altezza mm. <i>Height mm.</i>	473	797	980
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS			
Larghezza mm. <i>Width mm.</i>	836	956	901
Profondità mm. <i>Depth mm.</i>	730	778	860
Altezza mm. <i>Height mm.</i>	1270	1580	1535
Controllo della temperatura <i>Temperature</i>	Display digitale - <i>Digital display</i>		
Dotazione ripiani <i>Shelves included</i>	2	2	2
Potenza W <i>Power W</i>	900	1400	1700
Frigorie in W a +5°C <i>W refrigeration to +5°C</i>	197	200	250
Alimentazione V <i>Power supply V</i>	230	230	230
Peso kg <i>Weight kg</i>	80	120	150
Carico massimo inseribile kg <i>Load max total insertable kg</i>	25	35	40
Carico massimo per ripiano kg <i>Load max shelves kg</i>	7	7	7