

# Pipettatore Argo - Filler 3



- Leggero, impugnatura ergonomica per un uso rilassato senza “crampi” alla mano
- Per pipette in vetro o in plastica da 1 a 100 ml
- Otto velocità selezionabili e livello di carica della batteria con visualizzazione a display LCD
- Imboccatura completamente autoclavabile
- Fermapiette in silicone con filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Stativo da banco e porta strumento da parete
- Alimentatore a rete per la ricarica delle batterie
- 1 filtro di ricambio.



#### Stativo

*Doppio posizionamento, consente la ricarica della batteria*

#### Display

*Con indicazione di velocità e carica della batteria*



#### Dati Tecnici

<b>Range pipette utilizzabili</b>	da 1 a 100 ml, sia plastica che vetro
<b>Modo operativo e velocità</b>	8 velocità di aspirazione/dosaggio regolabili, possibile “uso gravità”
<b>Peso</b>	200 g
<b>Batterie</b>	Ioni di litio 3,6 V ricaricabili
<b>Alimentazione elettrica</b>	220 V /50-60Hz – 4,2 V /500 mA
<b>Materiale costruttivo</b>	ABS con imboccatura in PP, fermapiette in silicone
<b>Filtro</b>	Membrana idrofobica 0,45 µm

#### Codici

<b>15100053</b>	Pipettatore Argo-Filler 3 completo di supporti, alimentatore a rete per la ricarica e un filtro di ricambio
<b>15000573</b>	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi



**Imboccatura e fermapietta**  
*Fermapietta in silicone e imboccatura autoclavabile*

DISTRIBUITO DA:

GARANTITO DA:

**GIORGIO-BORMAC**  
s.r.l.

