

pH metro portatile modello: P206



www.ormascientific.com

pH-metro portatile

pH-metro portatile completo di valigetta di trasporto.
 Utilizzabile a batteria interna ricaricabile o con l'alimentatore (opzionale).
 Dotato di elettrodo in plastica, sonda, soluzioni tampone pH4.00 e pH7.00.



Caratteristiche generali:

- Ph-metro portatile completo di valigetta, utilizzabile a Batteria interna o con l'alimentatore (opzionale).
- Display LCD a grandi caratteri.
- Tastiera antispruzzo.
- Compensazione Manuale o automatica della temperatura °C - °F.
- Lettura simultanea di ph e temperatura.
- Indicazione stato batteria.
- Autospegnimento (10 min.).

Caratteristiche tecniche:

	pH	mV	Temp.
Range di misura:	0-14.00	±1999	0 -100°C
Accuratezza:	±0.01 + 1digit	±1 + 1digit	±0.2°C + 1digit
Risoluzione:	0.01	1	0.1°C
Compensazione:	ATC 0-100°C		
Calibrazione:	pH 4.00 - 7,00		
Multi-funzione:	Salvataggio dati e richiamo dati 20 punti / Lettura dati. Min-Max		
Alimentazione	Con Batteria 9V – Trasformatore DC 9V (opzionale)		
Dimensioni:	96x120x46mm		
Peso:	260g (con Batteria)		

In dotazione:

- N° 1 Soluzione pH 4.00.
- N° 1 Soluzione pH 7.00.
- N° 1 Elettrodo monotubolare combinato.
- N° 1 Batteria 9V.
- N° 1 termo sonda per lettura (Pt 100) con soluzione di mantenimento.
- N° 1 Valigetta di trasporto in materiale antiurto.

Accessori:

G2-0100	Alimentatore per P-206
G1-0001	Termosonda per la compensazione automatica e/o lettura della temperatura
G1-0002	Stativo porta elettrodo flessibile