

pH-metri – modello: PH-6011



Caratteristiche tecniche:

- pH-metro portatile "PEN TYPE" completo di valigetta, utilizzabile a Batteria interna.
- Grande display LCD 21x18mm per una facile lettura.
- Compatto e resistente (ABS), struttura waterproof IP57.
- Calibrazione manuale di 1 o 2 punti, mediante apposita vite di regolazione
- Elettrodo sostituibile.

Dati tecnici:

- Range di misura: 0 ~ 14.00 pH
- Accuratezza: $\pm 0.1 + 1$ digit
- Risoluzione: 0.1 pH
- ATC (automatic temperature compensation): NO
- Alimentazione: 3V x 2 batteria al litio CR2032
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 50 °C
- Dimensioni: 33.5x170 mm
- Peso: 85g (con batteria)

In dotazione:

- N° 1 Soluzione pH.
- N° 1 Batteria.
- N° 1 Cacciavite per regolazione
- N° 1 Valigetta di trasporto in materiale antiurto.
- N° 1 Manuale d'uso