

# pH-metro

Modello: **PH-7011**



## Caratteristiche Tecniche

- pH-metro portatile "PEN TYPE" Waterproof IP57, completo di valigetta, utilizzabile a Batteria interna.
- Multifunzione, pH/mV/Temperature.
- Tastiera antispruzzo.
- Compatto e Resistente (ABS).
- Compensazione automatica della temperatura ATC.

|                         | pH                   | mV              | Temp.           |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Range di misura:</b> | -2 ~ 16.00           | -1000 ~ -1000mV | 0 ~ 90.0°C      |
| <b>Accuratezza:</b>     | ±0.01 + 1digit       | ±2 + 1digit     | ±0.2°C + 1digit |
| <b>Risoluzione:</b>     | 0.01 pH              | 1mV             | 0.1°C           |
| <b>ATC:</b>             | 0 ~ 90°C             |                 |                 |
| <b>Calibrazione:</b>    | pH 4.00, 7.00, 10.01 |                 |                 |
| <b>Alimentazione</b>    | DC1.5x4 Batterie AAA |                 |                 |
| <b>Dimensioni:</b>      | 195x40x36mm          |                 |                 |
| <b>Peso:</b>            | 150g                 |                 |                 |

### In dotazione:

- N° 1 Soluzione pH 4.00.
- N° 1 Soluzione pH 7.00.
- N° 1 Batteria.
- N° 1 Valigetta di trasporto in materiale antiurto.
- Manuale d'uso



Il pH-metro è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).