

pH-metri

Modello: PL-700



Caratteristiche Tecniche

- pH metro a microprocessore con tastiera antispruzzo.
- Display LCD Retroilluminato a caratteri grandi
- Compensazione automatica della temperatura ATC.
- Memorizzazione fino a 150 punti.
- Agitatore incorporato nello strumento
- Porta elettrodo e porta sonda temperatura incorporata nello strumento.
- Controllo automatico stato dell'elettrodo.
- Riconoscimento automatico delle soluzioni tampone
- Uscita dati USB

	pH	mV	Temp.
Range di misura:	2-16.00	-1999 ~ -200mV -199.9 ~ 499.9mV 500 ~ 2000mV	0+110°C
Accuratezza:	±0.01 + 1digit	±2 + 1digit	±0.2°C + 1digit
Risoluzione:	0.01	0.1/1mV	0.1°C
Compensazione:	ATC 0-50°C		
Uscita Dati:	RS232		
Multi-funzione:	Salvataggio dati 150 Reading		
Alimentazione	Trasformatore DC 9V		
Dimensioni:	103x145x32mm senza asta porta elettrodo		
Peso:	700g		

In dotazione:

- N° 1 Soluzione pH 4.00.
- N° 1 Soluzione pH 7.00.
- N° 1 Elettrodo monotubolare combinato in vetro.
- N° 1 termo sonda per lettura (pt. 100) con soluzione di mantenimento.
- N° 1 Alimentatore 9V
- N° 1 Software e cavi