

Pipettatori serie: **OP-LINE**



Modelli AP2 – AP10 – AP25:



Descrizione:

Aspiratore pipette manuale di sicurezza. Aspiratori per tutti i tipi di pipette in plastica o in vetro. Aspirano e dosano liquido tramite la rotella a cremagliera, oppure premendo la leva di scarico per un immediata fuoriuscita del liquido.

Caratteristiche:

AP2	Aspiratore a cremagliera 2ml Blu
AP10	Aspiratore a cremagliera 10ml Verde
AP25	Aspiratore a cremagliera 25ml Rosso

Modello OPL100:

Pipettatore manuale ergonomico, robusto e leggero. Pieno controllo per le operazioni di aspirazione e di erogazione.

Estrema facilità di utilizzo grazie ai 3 semplici comandi.

Caratteristiche generali:

- Pompetta ad alta capacità.
- Leva per aspirazione ed espulsione di facile uso.
- Preciso nelle operazioni.
- Pipette utilizzabili da volume 0.1 a 100 ml
- Filtro sostituibile.
- Semplice manutenzione e pulizia.
- Pompetta in silicone autoclavabile.

Velocità del rotore impostabile



- Filtro da 3.0 μ . (in dotazione). Può essere sostituito.

- Adattatore in silicone per pipette da 0.1-100ml (in dotazione)

Modello OPM100:

Pipettatore Motorizzato ergonomico e leggero. Motore ad alta potenza e a bassa rumorosità per ottenere il massimo comfort. Utilizzabile senza il cavo di alimentazione. 8 Velocità facilmente selezionabili.

Possibilità di utilizzo sia con pipette in vetro sia in plastica. La sede delle pipette si smonta completamente perché è auto clavabile a 121°C, contiene nel suo interno l'adattatore in silicone per le pipette e il filtro a membrana da 0.45µm



Display LCD con indicatore di velocità e indicatore Batteria



Regolatore velocità +/-.
Fino a 8 velocità selezionabili

Caratteristiche generali:

- Pipette utilizzabili da volume 0.1 a 100 ml
- 8 velocità selezionabili di aspirazione ed erogazione.
- Grande display LCD di facile lettura.
- Leggero ed ergonomico.
- Batteria al Lithium-Ion per una lunga durata
- Indicatore di batteria

Caratteristiche tecniche:

Velocità di aspirazione	25ml < 5s (8 velocità)
Velocità di erogazione	Motore 8 velocità / gravità
Batteria	Lithium-Ion
Alimentazione	AC 100V-240V 50/60Hz Output 4.2V 500mA
Durata batteria	8 ore
Durata di ricarica	2-3 ore
Tipo di pipette	Vetro / Plastica / Pasteur
Display	LCD
Filtro	Idrofobico 0.45 µm
Peso	200 g

Accessori:

F2-0105	Filtri di ricambio 3,0 µm Qty.5 (per OPL100)
F2-0100	Filtri di ricambio 0.45µm Qty.5 (per OPM100)
F2-0110	Batteria Lithium di ricambio (per OPM100)